

FEUILLE DE SURVEILLANCE ET DE DEBIT DOSE INITIALE 300mg OCRELIZUMAB

Quand mesurer les signes vitaux	Heure	Température auriculaire	Pression sanguine (syst/dias) En mm/Hg	Fréquence cardiaque (par min)	Remarque (Arrêt provisoire, Diminution de débit (Si applicable))
A la pose de la perfusion d'ocre Débuter à la vitesse à 30ml/h					
30 min après le début de la perf d'ocre (+/- 5 min) Augmenter la vitesse à 60ml/h					
1h après le début de la perf d'ocre (+/- 5 min) Augmenter la vitesse à 90ml/h					
1h30 après le début de la perf d'ocre (+/- 10 min) Augmenter la vitesse à 120ml/h					
2h après le début de la perf d'ocre (+/- 10 min) Augmenter la vitesse à 150ml/h					
2h30 après le début de la perf d'ocre (+/- 10 min) (Fin perfusion/début surveillance) Si besoin :					
Surveillance après arrêt perf ocre					
3h après le début de la perf d'ocre					
3h30 après le début de la perf d'ocre					